

FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – mars 2012

Désignation du produit : Pointes Sapphire faible rétention, unité de recharge

Spécifications

	771258
	
Description	Pointes Sapphire faible rétention Unité de recharge
Dimension	Longueur: 45,7 mm Diamètre intérieur: 6,4 mm Rack: approx. 126 x 87 x 63 mm (L x l x H)
Volume	10 µl
Matière	Pointe en PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Incolore
Stérilisation	-
Graduation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique

Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens
Température de stockage	+ 3°C à +40°C (humidité 15-60%)
Autoclavable	Pointe / rack 121°C / 20 min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

Conditionnement

Rack par carton	96 / 4800, unité de recharge
-----------------	------------------------------