

BOITE 81 TUBES CRYO.S™

- / 802204
- / 802203
- / 802202
- / 802206
- / 802225

Description / spécifications

Désignation	Boite de rangement 81 tubes Cryo.s™, PP, [126,5x126,5x51] couvercle incolore, adapté au Cryo.s™ 1212xx, 1222xx, 1232xx, 1322xx, 1262xx
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	n/a
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourds)
Couleur	802204 : transparent 802203 : rouge 802202 : bleu 802206 : jaune 802225 : vert
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide

Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -90°C à +121°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	n/a
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	5
Pièces / carton	20
Numéro de lot	1012 01 01 01 (année/semaine, n° de machine, matière première, n° de production)

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.