


FICHE TECHNIQUE

Révision 02 – décembre 2014

Désignation du produit : Boîte de stockage code Datamatrix pour 81 tubes Cryo.s

Spécifications



Description	Boîte de stockage avec code Datamatrix pour 81 tubes Cryo.s 133 x 133 mm. Fenêtres de lecture sous chaque position de tube permettant la lecture de tous les codes à barres des tubes en un seul scan. Fiches anti-rotation des tubes pour utilisation avec déboucheur automatique. Couvercle à profil bas.
Dimension	Boîte de stockage Longueur : 132,4 mm Largeur : 132,4 mm Hauteur : sans tube : 37 mm avec cryotube 1 ml : 43,6 mm avec cryotube 2 ml : 49 mm Boîte de stockage avec couvercle Longueur : 132,4 mm Largeur : 132,4 mm Hauteur : 52 mm
Volume	-
Matière	Rack / couvercle : polycarbonate
Couleur	<u>Rack</u> : noir <u>Couvercle</u> : translucide
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	Produit : test des caractéristiques en accord avec les spécifications
Autres informations	-

Caractéristiques

Basiques	-
Température de stockage	-196°C à +37°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, max RCF	N/A
Résistance chimique	Voir : https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de vie	N/A
Autres informations	-

Conditionnement

Conditionnement	Sachet : 1 rack Carton : 10 racks
-----------------	--------------------------------------