

Produit	85829.360
Description du produit	Ethanol euro dénaturé 96%
Grade / qualité	GPR RECTAPUR dénaturé avec 1% Isopropanol, 1% MEK et 12 ppm dénatonium benzoate
Numéro CAS	64-17-5
Formule moléculaire	C ₂ H ₅ OH
Masse moléculaire	46.07

Analyses	Spécifications
Titre (V/V)	Min. 93.82 %
Dénatonium benzoate (11,8 -13,8 ppm)	Conforme
Méthyléthylcétone (V/V)	0.930 --> 1.090 %
Propanol-2 (V/V)	0.930 --> 1.090 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International