

FICHE TECHNIQUE

Page 82 Catalogue Général 2017

Godets pour auto-analyseurs divers

codes 900024 - 900023 - 900022 - 192503 - 910022 - 900026 - 911026

code	description	type	Ø ext. (mm)	h (mm)	quantité par carton	poids du carton (kg)	volume du carton (m³)
900024	0,50 ml	Gemsaec, Kone Lab 20	13,55	24,50	10 x 1.000	13,82	0,066
900023	0,25 ml	Centrifichem	13,70	16,40	14 x 1.000	15,00	0,070
900022	1,50 ml	Technicon	13,80	22,60	10 x 1.000	10,60	0,067
192503	1,50 ml	Technicon RA 1000	13,90	24,70	12 x 1.000	10,46	0,060
910022	2,00 ml	Technicon	13,75	24,90	10 x 1.000	10,92	0,068
900026	bouchon à pression, apte pour tous les modèles		16,00	8,50	20 x 1.000	3,50	0,064



DESCRIPTION ET UTILISATION

Usage hospitalier et de laboratoire, comme le récipient dans lequel les fluides sont collectés (par Sonde auto-analyseur) pour procéder à l'échantillon d'analyse dans la cuve de réaction de spectrophotomètre. Pour protéger l'échantillon d'une contamination accidentelle et de minimiser leur capuchons d'évaporation utilisés.

900024: 0,50 ml godet jetable, type Gemsaec, en polystyrène transparent. de fond conique incorpore jupe. Il dispose d'une bague de fixation et trois segments de graduation. Adapté a Kone Lab 20, entre autres.

900023: 0,25 ml godet jetable, type Centrifichem, en polystyrène transparent. Il dispose d'une bague de fixation et le fond conique; Il intègre une jupe.

900022: godet jetable, 1,50 ml, type de Technicon, en polystyrène transparent. Fond conique incorpore jupe. Il présente bague de serrage.

192503: godet jetable, 1,50 ml, le type Technicon RA1000, en polystyrène transparent. corps conique, présente une bague de serrage et prend en charge le tenir debout.

910022: godet jetable, 2 ml, type de Technicon, en polystyrène transparent. Fond conique incorpore jupe. Il présente un segment de bague de fixation et une graduation.

900026: bouchon a pression du polyéthylène, compatible avec tous les godets qui sont incluses dans cette fiche technique.

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
 David Campos Département du Marketing	 Anna Mir Directeur Technique, du Développement et Qualité	 Mònica Torras Directeur des Ventes et du Marketing