

Finntip 5ml Finntip à Filtre 5ml

Référence

Référence	Conditionnement
9402050	75 / boîte
9402030	500 / sachet
9402010	3000 / vrac
9402070	5 x 54 / rack
9401423	4 / 54 rack, stérile
94052550	4 / 54 rack, filtre stérile

Description du produit

- Finntip 5 ml / Finntip à filtre 5 ml, stérile (94052550)

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 0,5 - 5 ml
- Couleur : transparent nature
- Graduation : non
- Filtre : non (sauf 940542550)
- Stérilité : non (sauf 9401423 et 940052550, certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 147 mm
- Largeur : diamètre orifice pointe extérieure : 1,2 mm, diamètre orifice au niveau de l'embout : 11,8 mm
- Poids net : 2,72 g, avec filtre 2,96 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1 / F2 / Novus 0,5 - 5 ml

Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip



ThermoFisher
SCIENTIFIC