

TUBE CRYO.S™ POUR BIOBANQUES

- / 97656x (stérile)
- / 976570
- / 97658x
- / 9765xx-2D1

Description / spécifications

Désignation Tube Cryo.s™ pour biobanques, 300µl, code 2D, rack avec 96 tubes bouchon à vis, stérile, 5 racks/sachet

Rack avec tubes Cryo.s™ Biobanking de 300 µl :

Empilable, avec un encombrement correspondant au standard de microplaque de l'American National Standards Institute " (ANSI-Standard), capacité de 96 Tubes Cryo.s™ Biobanking 300 µl, fond du rack avec fenêtres de lecture pour le Datamatrix, couvercle clipsable, anti-rotation

Biobanking Tubes 300 µl :

Avec bouchons vissants (les bouchons sont munis d'un joint en silicone, pas de vis interne, différentes couleurs disponibles), codes 2D unique sur le fond, sans zone d'écriture et graduation

Outil de débouchage manuel :

Pour débouchage manuel : rebouchage et stockage sans risque de contamination du bouchon vissant inclus dans chaque boîte

- Code 2D sur les tubes (G8xxxxxxx)
- Code 2D et codes à barre 128 sur le rack (G9xxxxxxx)
- Tous les codes 2D prédéfinis sur le rack ont une taille de symbole de 14x14

976561, -563, -564, -565, -566, -567, -568, -569 : rack avec 96 tubes avec bouchons Cryo.s™ 300 µl, stérile.

976570 : Rack avec 96 Cryo.s™ tubes sans bouchons 300µl, non-stérile

976580, -583, -584, -585, -586, -587, -588, -589: rack avec 96 Cryo.s™ tubes avec bouchons 300µl, non-stérile.

9765xx-2D1 : option de code à barres personnalisé disponible via le formulaire de commande (séquences personnalisées, Cat. - No. F071003)

Dimensions

Voir « Customer Drawing »

Volume

Volume de travail / tube : 235µl

Matériaux

Tube / bouchon : PP (polypropylène), qualité médicale et certifié USP classe VI
Rack / couvercle : PC (Polycarbonate)
Joint d'étanchéité : Silicone, qualité médicale
Outil de bouchage manuel : PS (polystyrène)

Couleur

Tube : naturel
Bouchon : 976561, -580 : naturel
 976563, -583 : rouge
 976564, -584 : bleu
 976565, -585 : jaune
 976566, -586 : vert
 976567, -587 : noir
 976568, -588 : rose
 976569, -589 : marron
Joint d'étanchéité (bouchon) : bleu
Rack : noir
Couvercle : transparent
Outil de bouchage manuel : bleu

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Stérilisation	976561, -563, -564, -565, -566, -567, -568, -569 : SAL 10 ⁻⁶ 976570, -580, -583, -584, -585, -586, -587, -588, -589 : non
Contrôlé qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique Les Cryo.s TM avec datamatrix et les racks de stockage d'accessoires sont optimisés pour les équipements de laboratoire automatisés tels que les décapsuleurs, les systèmes de manipulation de liquides et les systèmes de stockage automatisés. Greiner Bio-One recommande de fermer la voie 96 Cryo.s TM avec le décapsuleur automatique de Hamilton Bonaduz AG ou un dispositif équivalent à 7 Ncm. Pour l'application et le retrait manuels et sans contamination des bouchons à vis, ainsi que pour le prélèvement manuel de tubes individuels dans le portoir, un outil manuel est disponible. Une liste des équipements automatisés compatibles peut être demandée à GBO.

Caractéristiques

Tubes : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique.

Plages température	-196°C à +121°C
Autoclavable	n/a
Centrifugation, RCF max	3 000 x g : rotor nacelles (avec tapis anti-dérapant)
Résistance chimique	Matériaux/tube : Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html Tube / datamatrix : résistant à → acide acétique (1 %), acide chlorhydrique (25 %), acide sulfurique (4,9 %), éthanol, méthanol, isopropanol, DMSO Rack / couvercle : résistant à → acide acétique (1 %), méthanol, éthanol (96 %).
Durée de conservation	5 ans après le mois de fabrication
Autres informations	Recommandé pour le stockage dans le congélateur ou au-dessus de l'azote liquide. Ne doit pas être utilisé en phase liquide de l'azote !

Conditionnement

Pièces / sachet	976561, -570, -580 : 96 976563, -564, -565, -566, -567, -568, -569, -583, -584, -585, -586, -587, -588, -589 : 96
Pièces / carton	976561, -570, -580 : 960 tubes, 10 racks, 1 outil bouchon manuel 976563, -564, -565, -566, -567, -568, -569, -583, -584, -585, -586, -587, -588, -589 : 480 tubes, 5 racks, 1 outil bouchon manuel
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat qualité à télécharger

Autre information

Pour usage en laboratoire unique

Image

