



 AGUETTANT MÉDICAMENTS ESSENTIELS	FICHE TECHNIQUE MINIVERSOL (REF 600427 – 600428) STERILE A  4°C  40°C SANS LATEX – SANS DEHP	CE 0459
---	---	----------------

COMPOSITION

Miniversol Chlorure de sodium 0.9 %

- chlorure de sodium.....0,9 g
- eau purifiée.....qsp 100 ml

Miniversol Eau purifiée

- eau purifiée.....qsp 45 ml

Les Matières Premières constitutives de la solution (eau purifiée et chlorure de sodium) sont conformes aux Monographies correspondantes de la Pharmacopée Européenne en vigueur.
Solutions stériles (remplissage aseptique).

INDICATIONS

- Rinçage des plaies et des brûlures superficielles
- Rinçage en chirurgie oculaire (uniquement pour le Miniversol NaCl 0,9% 45 ml)

Ces unidoses sont utilisées pour du rinçage et ne **doivent pas être utilisées pour des injections**.

PRESENTATIONS ET VOLUMES

Les flacons unidoses sont en Polyéthylène Basse Densité (PEBD). Ce matériau est transparent et permet ainsi le contrôle visuel de la solution qu'il contient. De plus, il est inerte vis-à-vis du contenu. C'est un matériau hermétique, léger et incassable.

Les flacons Miniversol sont disponibles en 45 ml pour l'eau et le NaCl 0,9%.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser uniquement si la solution est limpide et si le contenant est intact
- Dispositif stérile à usage unique. Tout flacon entamé doit être jeté s'il n'est pas utilisé entièrement. Risque de contamination en cas de réutilisation.
- Après utilisation, éliminer le dispositif selon les pratiques en vigueur pour l'élimination des déchets.



I ESSENTIAL FOR LIFE I

 AGUETTANT MÉDICAMENTS ESSENTIELS	FICHE TECHNIQUE MINIVERSOL (REF 600427 – 600428) STERILE A  4°C  40°C SANS LATEX – SANS DEHP	CE0459
---	--	----------------------

PEREMPTION - CONDITIONS DE CONSERVATION

- La durée de péremption est de 3 ans.
- Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à moins de 4°C ou à plus de 40°C.

CODES

Libellé produit	Boîtage	Code article Aguettant REF	Code ACL 7 caractères	Code ACL 13 caractères
MINIVERSOL NaCl 0,9% 45 ml	B/24	600428	9745598	3401097455983
MINIVERSOL Eau 45 ml	B/24	600427	9745569	3401097455693

Dispositif médical de classe IIa selon la directive 93/42/CEE.

Certifications du Laboratoire AGUETTANT : ISO 9001 (2008) et NF EN ISO 13485 (2012).