

CAPILLAIRE PISTON CP250

/ Référence Greiner Bio-One : FR067496

/ Désignation : Capillaire piston CP250 pour Microman M250, rack de 96, non stérile, GILSON

Caractéristiques

Volume : 50-250 µl

En Polypropylène

Compatible avec modèle Microman M250

Léger et mince pour s'adapter aux tubes étroits et profonds

Précision et exactitude maximales sont garanties pour toute application impliquant le pipetage de liquides visqueux, volatils, denses ou dangereux tels que des échantillons radioactifs