

Finntip 10ml

Référence

Référence	Conditionnement
9402150	40 / boîte
9402151	100 / sac
9402160	5 x 24 / rack
9402163	5 x 54 / rack, stérile
94052600	5 x 54 / rack, filtre stérile

Description du produit

- Finntip 10 ml / Finntip à Filtre 10 ml, stérile (94052600)

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 1-10 ml
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Non (sauf 94052600)
- Stérilité : Non (sauf 9402163 et 94052600, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 150 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieur : 1,2 mm, diamètre orifice au niveau de l'embout : 18,5 mm
- Poids net : 4,34 g, avec filtre 5,27 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1 / F2 / Novus 1 – 10 ml

Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip



ThermoFisher
SCIENTIFIC