

Finntip 250µl Universelle

Référence

Référence	Conditionnement
9400220	20000/vrac
9400230	1000/sachet
9400250	500/boite
9400260	10x96/rack
9400263	10x96/rack, stérile
9400266	refill starter kit, 10x96/refill+4x96/rack
9400267	20x96/refill kit
94052300	10x96/rack, filtre stérile

Description du produit

- Finntip 250 Universelle / Finntip Filtre 200 µl, stérile (94052300 et 9400263)

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 250 µl (avec filtre : 0,5-200 µl)
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Oui (sauf 94052300)
- Stérilité : Non (sauf 9400263 et 94052300, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 52 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieure : 1 mm, diamètre orifice au niveau de l'embout : 7,4 mm
- Poids net : 0,33 g, avec filtre 0,38 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/1-10 µl/ 2-20 µl/5-50 µl/10-100 µl/20-200 µl

Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip



ThermoFisher
SCIENTIFIC