



FICHE TECHNIQUE

BOUCHON

DATE DE CREATION : 26/04/2019

INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : LES022300
- Désignation produit : Cape perforable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur de la cape : Mauve
- Matière de la cape : PU
- Température d'utilisation du corps principal : -40°C/+80°C
- Résistance physique : Souple, perforable
- Autoclavage du corps principal : N/A

CONSERVATION DE STOCKAGE

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

CONDITIONNEMENT

- Quantité par carton (pièces) : 10000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : S/S 2500

QUALITE

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - o Marquage CE : CE/IVD
 - o Directive 98/79/CE : Usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du parlement européen et du conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro