

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Référence</b>   | voir tableau ci-dessous                 |
| <b>Désignation</b> | <b>Lames de Microscopie SuperFrost®</b> |



### Description :

- ✓ Lames de microscopie SuperFrost® standard
- ✓ Dimensions : 76 x 26 mm
- ✓ Epaisseur aproximative: 1 mm
- ✓ Zone de marquage: 20 mm
- ✓ Marquage couleur résistant aux solvants.
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Conformes à la norme ISO 8037/1 portant sur les dimensions, le marquage, les propriétés optiques et la tolérance des lames de microscopie.
- ✓ Bords : rodés 45°, rodés 90°, ou coupés
- ✓ Différents coloris disponibles, voir tableau ci-dessous :

| Bord            | Blanc   | Jaune    | Bleu     | Rose     | Vert     | Orange |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|
| <b>Coupé</b>    | 100204M | 100204MJ | 100204MB | 100204MR | 100204MV | -      |
| <b>Rodé 90°</b> | 100205M | -        | -        | -        | -        | -      |
| <b>Rodé 45°</b> | 100206M | -        | -        | -        | -        | -      |

**Unité de vente :**

La boîte de 50 lames