

## CELLULE A NUMERATION

- / Référence Greiner Bio-One : ROCMS
- / Désignation : Cellule de Malassez simple, PRECISS Europe

### Caractéristiques

Cellule à numération type Malassez  
Standard, lignes sombres, réticule double  
Profondeur : 0.200 mm  
Volume dans 1 mm<sup>2</sup> : 0.2 µl  
Section minimale : 0.0025 mm<sup>2</sup>


### Utilisation

Principalement pour le comptage des globules dans le sang

### Réglementation

Certifié CE (IVD)

### Dessin et mesures de la grille



### Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.