

LAME STANDARD

- / Référence Greiner Bio-One : ROLLDFD
- / Désignation : Lame standard, bords bruts, 2 faces dépolies [76x26x1 mm]

Caractéristiques

Avec bande mate de verre pour la titration et l'identification parfaite des échantillons

Lame Ghäasel avec traitement hydrophilique pour une adhérence cellulaire parfaite à la surface de la préparation

Angle : 90°C

Bords : coupés

Dimensions : 26x76 mm

Epaisseur : 1.1 mm

Image

