

Lames 76x26 avec traitement hydrofuge

- 1 | Traitement hydrofuge pour un étalement optimum de la goutte sur la lame
- 2 | Particulièrement adapté pour la biologie humaine, frottis, etc.
- 3 | Coins à 90°
- 4 | Selon norme ISO 8037



Référence	Coin	Epais.	Bords	Type
29 201 303	90°	1,1 mm	bruts	2 faces dépolies
29 201 312	90°	1,1 mm	bruts	
29 201 318	90°	1,1 mm	rodés	2 faces dépolies
29 201 307	90°	1,1 mm	rodés	