


## FICHE TECHNIQUE

### TUBE A CENTRIFUGER 3.5ML

DATE DE CREATION : 25/04/2019

#### INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : TC7512
- Désignation produit : Tube à centrifuger, 3.5ml, PS, sans bouchon [Ø11.7x Ø10x75mm]



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de bouchon : sans
- Capacité nominale : 3.5ml (75x12)
- Température d'utilisation du corps principal : -40°C /+65°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : N/A
- Assemblage : Nu
- Hauteur (mm) : 75.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 12.00
- Graduation dans la masse : N/A
- Couleur du corps secondaire : sans
- Matière du corps secondaire : N/A
- Matière et couleur du tube (corps primaire) : Polystyrène naturel
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Centrifugeable (g) : 5400
- Type de graduation : Produit sans sérigraphie pg
- Autoclavage : N/A

# FICHE TECHNIQUE

## CONSERVATION DE STOCKAGE

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

## CONDITIONNEMENT

- Quantité par carton (pièces) : 3000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : sac de 750 pièces

## QUALITE

- Normes et certifications :
  - Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
  - Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
  - Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
  - Directive 98/79/CE : usage in vitro uniquement directive 98/79/CE du parlement européen et du conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Péremption : N/A
- Marquage CE : CE/IVD