

DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIES EVOLUTION

EVOLUTION PLASTICIZED EXAMINATION DRAPE

REFERENCE: DRP-01E

FICHE TECHNIQUE/TECHNICAL DATA SHEET

	Français/French	Anglais/English
ILLUSTRATION <i>Illustration</i>		
DESTINATION/UTILISATION <i>Destination/Use</i>	Drap de protection pour table d'examen	Protective drape for examination table
COMPOSITION <i>Composition</i>	Face 1 : ouate de cellulose Face 2 : PE transparent gaufré	Face 1 : cellulose cotton wool Face 2 : transparent embossed polyethylene
CARACTERISTIQUES <i>Characteristics</i>	Couleur : bleu Nombre de plis : 1 Métrage : 65 m Largeur : 50 cm Prédécoupe : 38 cm Grammage : 32g/m ²	Color: Blue Number of ply : 1 Total length : 65 m Width : 50 cm Precut : 38 cm Weight : 32 g / m ²
TOLERANCE MECANIQUE <i>Mechanic tolerance</i>	± 5 %	± 5 %
FABRICATION <i>Manufacturing</i>	LCH France	

CONDITIONNEMENT/Packaging	DIMENSIONS/Dimensions	POIDS/Weight
Carton de 6 rouleaux sous film individuel <i>6 rolls per carton , individual plastic film</i>	330X230X520	4.4 kg
Palette de 60 cartons/ Palet of 60 cartons		