

FICHE TECHNIQUE

Flacons en polypropylène 60 ml

code 409556.10

Directive 98/79/CE. Dispositifs médicaux de Diagnostic "in vitro"

code	description	quantité par carton	poids du carton (kg)	volume du carton (m³)	cartons par palette
409556.10	flacons en polypropylène étiquetés avec spatule	750	10,6	0,140	12



DESCRIPTION ET UTILISATION

Récipients pour la prise d'échantillons de spécimens originaires du corps humain, pour son analyse postérieure et un diagnostic in vitro.


Flacons 60 ml en polypropylène avec bouchon haute sécurité. Hermétique. Spécialment conçus pour le transport par circuit pneumatique.

Bouchon en polyéthylène.

Couleur standard du bouchon: rouge.

Le flacon a une spatule en polypropylène et est étiqueté.

DIMENSIONS



Diamètre externe (A): 38,8 mm
Diamètre externe avec bouchon(B): 44,2 mm
Longueur totale avec bouchon (C): 66,1 mm
Volume maximum: 62 ml
Volume recommandé: 50 ml
Graduations: non

RÉALISÉ



Cristina Rojas
Département du Marketing

VERIFIÉ



Anna Mir
Directeur Technique du Développement et Qualité

APPROUVÉ



Mónica Torras
Directeur des Ventes et du Marketing