

# YX 270- 271-272-273 Portoirs 6 piles de 6 boîtes de Pétri diam 90


Supports, portoirs et  
anneaux

Portoirs boîtes de Pétri



Secteurs visés: médical, vétérinaire, pharmacie, agro-alimentaire

**YX 270 271 272 273- PORTOIRS 6 PILES DE 6 BOITES DE  
PETRI DIAM 90**



## Avantages du produit

Portoirs empilables

Stockage dans des conditions optimales pour une bonne circulation de l'air, de 6 piles de 6 boîtes Ø 90 mm

Identification instantanée par code-couleur : bleu, vert, jaune

**Caractéristiques:** Portoirs pour 6 piles de 6 boîtes de Pétri diam 90 mm  
Pour 36 boîtes de Pétri

<b>Matière</b>	YX 270: tout inox 304L YX 271: peint époxy bleu YX 272: peint époxy vert YX 273: peint époxy jaune
<b>Dimensions</b>	345 X 230 Hauteur 115 mm
<b>Poids</b>	700 gr
<b>Normes</b>	NF V 08-002 et Iso 7218