

TABOURET

3030ABS



CARACTÉRISTIQUES :

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Hauteur réglable de 53 à 73 cm
- Sellerie non feu classée M1, 13 coloris au choix
- Pied 5 branches ABS noir empattement 550mm
- Assise rectangulaire 400 x 315mm, épaisseur 6 cm

OPTIONS :

- **ACC10** : Dossier pour tabouret



- **ACCROULETTE-05-06** : Roulettes autobloquantes pour tabouret, en charge ou hors charge au choix

- **ACC14** : Commande aux pieds ACC14

- **ACC15** : Repose pieds ACC15

- **ACC16** : Socle chromé

- Roulettes Sol Dur
- Hauteur Haute
- Hauteur Basse

