

# LABOMODERNE

**BBGBV - SML247V**  
**BBGNV - SML248V**

## **Becs Bunsen avec veilleuse, raccord à vis**

- en laiton nickelé, base en acier chromé
- raccord à vis normalisé 1/2"
- régulateur d'air et stabilisateur de flamme
- la veilleuse assure un débit de gaz minimum, même robinet fermé
- dimensions : Ø 11 x 130 mm



référence	gaz	Prix HT
SML247V	bec Bunsen avec raccord à vis normalisé 1/2" gaz propane	
SML248V	bec Bunsen avec raccord à vis normalisé 1/2" gaz naturel	

**LABOMODERNE**

www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 42 50 50 50