









Nous vous proposons un large choix de portoir en PVC beige pour tube à essai. Un incontournable en laboratoire pour stocker les échantillons.

Possibilité de faire un portoir sur-mesure, se rapprocher de votre commercial habituel

Référence	Dimension total	Diamètre du trou	Nombre de trou	Nombre de rangée	
PL	190x90x10		25lames		
LES184100	140x75x20	8mm	96	8x12	
PLTHR100	135x130x45	9mm	100	10x10	
PLTH12	117x52x60	14mm	12	2x6	
PLTH24	216x52x60	14mm	24	2x12	
PLTH48	216x90x60	14mm	48	4x12	

PLTH60	216x108x60	14mm	60	5x12	
PLTH96	215x160x60	14mm	96	8x12	
PLTH100	205x185x60	14mm	100	10x10	
PLTH110	215x200x60	14mm	110	10x12	
PUHT100	220x200x60	17mm	100	10x10	
PLTE48	280x115x79	17mm	48	4x12	
PLTC24	330x70x79	22,5mm	24	2x12	
PLTC1232	250x95x79	32mm	12	2x6	
PLTH200	375x195x79	14mm	200	10x20	