

FICHE TECHNIQUE

GANTS EN NITRILE NON POUDRÉ

Boîte de 200

DATE DE CRÉATION : 01/09/2020

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Référence Greiner Bio-One : F1390000, F1400000, F1410000
- Gant d'examen NITRILE non poudré
- Gant d'examen de forme ambidextre à bord roulé
- Existe en plusieurs tailles
- A usage unique
- Couleur : bleu
- Alimentaire : oui
- DM stérile : Non
- Absence de latex : Supprime les risques de réaction allergique associée au latex naturel
- Résistant aux produits chimiques

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Taille	Référence Produit	Périmètre de la paume en mm	Conditionnement			
			Unités /boite	Boîtes/carton	Unités/carton	
T6/7	S	F1390000	80-89	200	10	2000
T7/8	M	F1400000	90-99	200	10	2000
T8/9	L	F1410000	100-109	200	10	2000

COMPOSITION DE DISPOSITIF

- Latex : Non Agent de vulcanisation : Oui Présence de DEHP : Non
- Produit d'origine animale ou biologique : Non
- Nitrile
- Phenol
- Oxide de zinc
- Sulphure
- Dioxyde de titanium
- Zinc dibutyldithiocarbamate
- Hydroxyde de potassium

INDICATIONS

- Domaine d'utilisation : médical et industriel
- Indications : gant examen résistant aux agents chimiques

CONDITIONS DE CONSERVATION ET STOCKAGE

- La boîte ne doit pas être exposée à l'humidité et au soleil.
- Durée de validité : 5 ans