

LABOMODERNE

LMFL2050 - FL2050

Revêtement absorbant et protecteur de surface

taux d'absorption très élevé : 650 ml/m²

- en format rectangulaire 60 x 50 cm
- paquet de 100 feuilles
- papier blanc très absorbant 125 g/m², enduit sur une face d'un film de polyéthylène
- absorption immédiate des projections liquides avec un fort pouvoir d'absorption de 650 ml/m²
- protection des surfaces de travail, amortissement des chocs pour la verrerie, la porcelaine, etc.
- préservation des paillasse et des meubles
- épaisseur : 2 mm



référence

FL2050

gaz

Format 60 x 50 cm, les 100 feuilles

Prix HT

LABOMODERNE

www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 42 50 50 50