

Désignation

Designation

Masque de protection respiratoire « Bec de canard » à usage unique

Disposable non sterile respiratory protective mask

Référence / Reference

PLM-09F

Niveau de protection

Protection level

FFP2 Sans valve respiratoire

FFP2 without breathing valve

Destination/utilisation

Destination/Use

Masque filtrant anti-virus, anti allergènes, anti pollution contre les poussières telles que béton, ciment, plâtre, ...

Filtering mask anti-virus, allergen barrier, anti pollution, against particles

Caractéristiques

Characteristics

- Mode de maintien sur le visage** :à l'aide de deux élastiques sans latex permettant la fixation au-dessus de la tête et derrière la nuque.
- Barrette nasale souple
- Média filtrant : Polypropylène
- Poids : moins de 6 gr
- **Latex free - elastic links to fix it above the head and behind the neck**
- Adjustable metal nose piece**
- Media filtrant: Polypropylene
- Weight: less than 6 gr

Dimensions

Dimensions

Masque / Mask:

Longueur/Lenght : 227 mm

Largeur/Width : 98 mm

Durée de port préconisée

Carrying time

8 heures

8 hours recommended

Conformité

Conformity

**Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE (SGS)
Conforme à la norme EN 149 :2001 +A1 :2009 –Masques filtrants contre les particules**

*European Directive 89/686/EC
Standard : EN 149:2001+A1 :2009*

Emballage primaire

Primary Packing

25 masques

Dimensions : 28 cm (L) x 12,5cm (l) x 96cm (h)

Box of 25 masks

Dimensions: 28 cm (L) x 12.5 cm (l) x 96 cm (h)

Conditionnement secondaire

Secondary Packaging

Carton de 4 boîtes

Carton of 20 boxes

Durée de vie

Limit date of life

5 ans

5 years

Conservation*Preservation*

- A conserver à une température comprise entre -25°C et + 40°C
- A conserver dans un endroit où l'humidité $\leq 70\%$
- Temperature between -25°C and +40°C
- To preserve in a dampness place $\leq 70\%$

Fabrication*Manufacturing*

Par VALMY SAS Rue Benjamin Francklin – 42300 Mably France
Certifié ISO 9001 : 2008 et 13485 : 2003
By VALMY SAS Rue Benjamin Francklin – 42300 Mably France
Registered ISO 9001 : 2008 and 13485 : 2003

Distribution*Distribution*

Par LCH, 7 rue de Thionville -75019 Paris
Certifié ISO 9001 et 13485
By LCH, 7 rue de Thionville -75019 Paris
Registered ISO 9001 and 13485

PERFORMANCES TECHNIQUES

Technical performances

Tests :

Selon EN 149 : 2001 + A1 :2009

Pénétration du média* filtrant (huile de paraffine) :1.3%

* :Taille des particules paraffine 0.3 μ

Résistante respiratoire à l'inspiration 95L/min : 1.09 mbar

Résistance respiratoire à l'expiration 160 L/min :1.62 mbar

Tests:

According to the EN 149:2001 +A1:2009:

Penetration of the filter media (paraffin oil) :1.3%*

**: Size of paraffin particles 0.3 μ*

Inspiration resistant respiratory:95L/min : 1.09 mbar

Expiration resistant respiratory 160L/min:1.62 mbar