

REF.935049

SURCHAUSSURE CPE 30 µm BLEU, 36 cm
Colis de 2000 surchaussures (20 sachets de 100)

Famille 711

Révision : 15/01/13



CARACTERISTIQUES

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - Matériau | Polyéthylène chloré |
| | Elastique sans latex |
| - Epaisseur | 30 µm |
| - Coloris | Bleu |
| - Confection | Elastiques aux chevilles |
| - Taille | Unique |



DIMENSIONS

- | | |
|------------------|---------------|
| - Hauteur..... | 15 cm (+/- 1) |
| - Longueur | 36 cm (+/- 1) |

MARQUAGE



EPI de catégorie I
 Pour risques mineurs seulement
 Conforme aux exigences essentielles de la
 Directive Européenne 89/686/CEE relative aux
 Equipements de Protection Individuelle

CONDITIONNEMENT

- | | |
|---|-------------|
| - Sachet de 100 surchaussures (50 paires) | |
| - Colis de 20 sachets soit 2000 surchaussures | |
| - Dimensions du colis | 36x31x36 cm |
| - Poids brut | 6,5 kg |
| - Poids net..... | 5,5 kg |