

FICHE TECHNIQUE

LE95600BIOPAD

FERMETURE ADHESIVE ETANCHE SACS POLYETHYLENE POUR TRANSPORT D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES

165x265+230 mm liasse de 100 avec trous de suspension avec absorbant intégré

- **Produit** : PACKLAB, sachet en PE-BD, étanche selon P650 et ISO 15189, double poche avec rabat, fermeture adhésive permanente, empreinte permettant l'ouverture du sachet par déchirement.
- **Trous de suspension** : diamètre 15 mm.
- **Format**: poche principale : 165 x 265 mm, transparent.
- **Ouverture** : 165 mm.
- **Double poche** : transparente avec rabat.
- **Sérigraphie** : sur le film inférieur de la double poche, 4 pictogrammes pour le mode d'emploi (noir) + logo « BIOHAZARD » (noir/rouge) + « PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES ».
- **Absorbant** : tampon absorbant 60x80 mm (LEPAD).
- **Traçabilité**: N° de lot sur sachet.
- **Carton** : 10 liasses de 100/carton, soit 1000 sachets/carton.