



Packaging & Protection Conseil Europe

307 RUE DES HAYETTES
62700 BRUAY LA BUISSIÈTE

FICHE TECHNIQUE ABSORBANT 120x180 mm

11/06/2015

Tampon Super absorbant

- **Faces extérieures : non tissé**
- **Matière absorbante : mélange fibres absorbantes
+ copolymère d'acrylate de sodium (SAP)**
- **Format : 120x180 mm**
- **Capacité : 500 ml d'urine
250 ml de sang**
- **Conditionnement : carton de 1.000, sous conditionnement de 100**