

HEMO box®

Solutions de transport **d'échantillons biologiques**

Solutions for transporting **biological samples**

5 000 TÉMOINS « PRÊT À PARTIR »

- 250 feuilles de 20 témoins « Prêt A Partir »
- Inscriptibles
- Repositionnables sur papier

Ces témoins vous permettent :

- D'inscrire la date de péremption lors de la préparation des boîtes de transports
- D'indiquer au préleveur et au préparateur que la boîte a été reconditionnée après traitement d'un prélèvement sanguin

5,000 "READY TO GO" LABELS

- 250 sheets of 20 "Ready To Go" labels
- Writable
- Re-stickable on paper

These labels enable you to:

- Register expiry dates during the preparation of boxes for transport
- Indicate to the collector and laboratory assistant that the box has been reconditioned after containing a blood sample



MODE D'EMPLOI :

- 1/** Incrire la date correspondant à la date de péremption du produit qui possède la péremption la plus courte
- 2/** Décoller le PAP* de la planche. Un onglet (à droite) vous facilite la prise en main
- 3/** Coller le PAP sur le dessus du boîtier Hemobox®
- 4/** Décoller le PAP du boîtier Hemobox®
- 5/** Coller le PAP sur la feuille de prescription

*PAP : Témoin "Prêt A Partir"

INSTRUCTIONS FOR USE:

- 1/** Write on the expiry date of a tube
- 2/** Peel the RTG* off the sheet. A tab (right) will help in doing this
- 3/** Stick the RTG on the top of your Hemobox®
- 4/** Peel the RTG off again
- 5/** Stick the RTG onto the file

*RTG: Ready To Go label

Hemobox® est une marque de Stiplastics Healthcaring
Hemobox® is a Stiplastics Healthcaring trademark
Stiplastics Healthcaring
62, chemin des Plantées - 38160 Saint-Marcellin - FRANCE

HEMO box®
www.hemobox.com