



# Plateau de rangement Hemobox® 5

Développé pour optimiser les manipulations des coffrets Hemobox 5, il permet de les ranger lors du transport dans la mallette isotherme Hemobox®, mais aussi lors du stockage et de la préparation en laboratoire.

## CARACTÉRISTIQUES

Stable :


- ▶ Peut contenir jusqu'à 5 coffrets droits.
- ▶ Permet aux échantillons d'être maintenus en position verticale et de garantir leur intégrité.

Pratique :

- ▶ Pratique, léger et facile à manipuler grâce à ses poignées.
- ▶ Gain de temps : permet de déplacer les coffrets 5 par 5.
- ▶ Empilable sur plusieurs niveaux pour une optimisation du stockage au laboratoire.
- ▶ Se place directement dans les mallettes de transport isotherme.

Hygiénique :

- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter.
- ▶ En polypropylène : rigidité et solidité garanties.



Plateaux empilables pour optimiser le stockage



Maintient 5 coffrets Hemobox® 5 verticalement

## ACCESSOIRES

Mallette et coffrets Hemobox® vendus séparément



Mallette isotherme

Le plateau se place dans la mallette de transport isotherme

HEMOBOX®

Stiplastics  
Innovative Pharmaceutical Packaging



**Dimensions en mm :** L310 x l180 x H52  
**Matériaux :** Polypropylène  
**Poids net :** 118g  
*Plateau livré sans coffret*