

Coffret de transport Hemobox 5G

La solution de transport d'échantillons biologiques certifiée conforme à l'instruction P650 de l'ADR.

> CARACTÉRISTIQUES :

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

- Certifié conforme à l'instruction P650 de l'ADR par le CeFEA
- Marquage UN 3373 réglementaire
- Triple emballage, parfaite étanchéité

ERGONOMIQUE ET PRATIQUE

- Ergonomique, bonne prise en main
- Ultra-compact et léger

CONFORT DE PRÉLÈVEMENT

- Cloche transparente : visualisation immédiate des tubes
- Stable en position ouverte, plateau de préparation intégré



Un compartiment pouvant accueillir un dispositif sécurisé pré-monté



FABRIQUÉ EN FRANCE



- **Dimensions en mm** : L 168 x l 42 x H 155
- **Matériaux** : Coffret polypropylène, portoir EPDM, cloche et socle ABS
- **Référence** : STI860G

Coffret vendu sans tubes de prélèvement

> ACCESSOIRES* :

- **Plateau**
STI840P
- **Témoin prêt à partir**
STI805
- **Étiquettes personnalisables**
FR05ET2424 (50 x 122 mm)
FR05ET2425 (95 x 85 mm)
- **Kit hygiène sans gel**
FR05AC158200100
- **Kit hygiène avec gel**
FR05AC158300100
- **Cloche**
STI840C

*vendus séparément