



PRATICIDADE E VERSATILIDADE

BC ROBÔ®

Etiquetagem automática de forma segura e prática

Equipamentos responsáveis pela seleção e rotulagem de tubos de coleta de sangue, através da comunicação com o Sistema de Informação Laboratorial (LIS/HIS).

- / O pedido dos exames dos pacientes são cadastrados pelo Sistema de Informação Laboratorial (LIS);
- / A interface integrada capta as informações necessárias dos exames solicitados e separa os tubos que serão utilizados;
- / O equipamento etiqueta os tubos com código de barra com as informações do paciente e dos exames;
- / Após etiquetagem os tubos são liberados em bandejas individuais;
- / Possui possibilidade de liberação de etiquetas extras se necessário.



O BC Robô proporciona redução na mão de obra e principalmente nos erros pré-analíticos, por ser um processo automatizado, garantindo segurança e agilidade no atendimento ao paciente.





BC ROBO® 888

DESEMPENHO ÁGIL E PRECISO

- / 2 módulos com 4 gavetas em cada módulo
- / Capacidade de até 100 tubos por bandeja
- / Reconhece 8 tipos de tubos diferentes
- / Capacidade de processar até 360 kits de pacientes por hora
- / 3 impressoras térmicas
- / Gráficos de pacientes atendidos e de quantidade de tubos por gaveta
- / Monitor *touch-screen*



BC ROBO® 7

ÚNICO E COMPLETO

- / Compacto. Realiza atividades de alto desempenho e segurança, ocupando um espaço reduzido
- / Alta produtividade: 2,5 segundos para cada tubo
- / Função de backup
- / Reconhece até 6 tipos de tubos
- / Interface intuitiva
- / Impressora de carregamento semiautomática

