



AGILIDADE PARA TRIAGEM

TS 2000

O gerenciador de amostras TS 2000 otimiza a rotina laboratorial pois acelera o recebimento e a triagem dos tubos, aumentando a sinergia entre as etapas de trabalho para um aumento do número de análises sem perda de qualidade no processo.

Seguro e rápido, o equipamento é capaz de controlar e monitorar automaticamente a entrada de diferentes tipos de amostras, registrando-as no sistema do laboratório devido à comunicação com o LIS.

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

- / Interface do usuário com tela de 7" sensível ao toque
- / Lâmpada de sinalização tricolor para indicar o status
- / Leitor de Códigos de barras 1D
- / Modos de classificação autônomo ou via comunicação LIS
- / 'Bin Control' para verificar a classificação bem-sucedida
- / Capacidade do módulo de entrada até 700 tubos
- / Capacidade de tubos por gaveta de 150 a 200 tubos

DESIGN E ESTRUTURA

O TS 2000 pode ser equipado como unidade, com até 5 módulos, ou seja, 10 compartimentos de destino.

O conceito modular proporciona total flexibilidade e permite adaptação individual às necessidades atuais do laboratório analítico.



Conheça toda
a nossa linha
de produtos
VACUETTE® em
www.gbo.com

Em constante evolução para cuidar da saúde. Segurança, estabilidade e qualidade nos resultados.

FUNCIONAMENTO SIMPLES E EFICAZ

- / As amostras recebidas são inseridas diretamente na entrada do equipamento;
- / O mecanismo inicia o processo de transporte das amostras;
- / As amostras são identificadas e registradas no LIS via código de barras;
- / Após o reconhecimento, os tubos são transportados para as gavetas de destino, conforme programado;
- / As gavetas são facilmente retiradas e levadas aos profissionais responsáveis pela análise.

O gerenciador de amostras TS 2000 atende a DIN EN ISO 15189, quando usado como pré-classificador para o tratamento de amostras.



SEGURANÇA

O TS 2000 apresenta gavetas de destino que possuem monitoramento de quantidade e dispositivo de contagem para até 200 tubos.

