

TUBE 5ML

- / 115101
- / 115001
- / 115061
- / 115070
- / 115071

Description / spécifications

Désignation	115101 : Tube 5ml, PS, 12x75mm, Fd R, transparent, 250 PCS./sachet. 115001 : Tube 5ml, PS, 12x75mm, Fd R, MICROLON®20 0, moyenne fixation, transparent, 250 PCS./sachet 115061 : Tube 5ml, PS, 12x75mm, Fd R, MICROLON®60 0, haute fixation, transparent, 250 PCS./sachet 115070 : Tube 5ml, PS, 12x75mm, Fd R, base étoile, MICROLON®200, moyenne fixation, transparent, 250 PCS./sachet 115071 : Tube 5ml, PS, 12x75mm, Fd R, base étoile MICROLON®600, haute fixation, transparent, 250 PCS./sachet
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail : 4ml
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourd)
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non
Contrôlé qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : 115101 : tests physiques 115001, -061, -070, -071 : tests physiques et immunologiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour l'immunologie à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	5800 x g : rotor à angle fixe – 5800 x g : rotor nacelles
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	115001, -061, -070, -071 : 4 ans 115101 : n/a

Conditionnement

Pièces / sachet	250
Pièces / carton	2 000
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image

