

TUBE 5ML

- / 115261 (stérile)
- / 115201
- / 115262 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	115261 : Tube 5ml, PP, 12x75mm, Fd R, bch ventilation 2 positions, transparent, gradué, stérile, EMB.INDV 115201 : Tube 5ml, PP, 12x75mm, Fd R, transparent, 250 PCS./sachet 115262 : Tube 5ml, PP, 12x75mm, Fd R, bch ventilation 2 positions, transparent, gradué, stérile, 25 PCS./sachet
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume nominal : 5ml Volume de travail : 4ml
Matériaux	Tube : PP (Polypropylène, absence métaux lourds) Bouchon : LDPE (Polyéthylène basse densité, absence métaux lourds)
Couleur	Transparent
Stérilisation	115201 : Non 115261, -262 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

115201 : -n/a
115261, -262 : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	115201 : utilisation : -196°C à +121°C 115261,-262 utilisation : -50°C à +80°C
Autoclavable	Oui (Tube sans le bouchon)
Centrifugation,	34 000 x g : rotor à angle fixe – 5 800 x g : rotor nacelles
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	115261, -262 : 5 ans 115201 : n/a

Conditionnement

Pièces / sachet	115201 : 250
	115261 : 1
	115262 : 25
Pièces / carton	115201,-262 : 2000
	115261 : 1000
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	115201 : n/a
	115261-262 : Certificat qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.