

## TUBE 12ML

- / 160101
- / 160162 (sterile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Tube 12ml, PS, 16x100mm, Fd R, transparent, 1.600 PCS./sachet 160101 Bouchon rentrant adapté : Réf. 310321 (translucide), non stérile ; 160162 : avec bouchon jaune, stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	Volume de travail : 10ml
<b>Matériaux</b>	Tube : PS (Polystyrène), absence métaux lourds Bouchon de préhension : LDPE (polyéthylène basse densité), absence de métaux lourds
<b>Couleur</b>	Transparent Tube : transparent / Bouchon Grip 160162 : jaune
<b>Stérilisation</b>	160101 : Non 160162 : SAL 10 -3
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle des matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques

<b>Plages température</b>	Utilisation : -20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	5 000 x g : rotor à angle fixe / 3 500 x g : rotor nacelles
<b>RCF max</b>	
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	160101 : n/a 160162 : 5 years

### Conditionnement 160101

<b>Pièces / sachet</b>	1.600
<b>Pièces / carton</b>	1.600
<b>Numéro de lot</b>	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

### Conditionnement 160162

<b>Pièces / sachet</b>	1 (emballage individuel)
<b>Pièces / carton</b>	1.300
<b>Numéro de lot</b>	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image

