

TUBE 14ML

/ 187101

Description / spécifications

Désignation	187101 : Tube 14ml, PS, 17x100mm, Fd R, transparent
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail : 12ml
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique


Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	6 600 x g : rotor à angle fixe / 5 200 x g : rotor nacelles
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	N/A

Conditionnement

Pièces / sachet	1500
Pièces / carton	1500
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.