

## TUBE 50ml

- / 227261 (stérile)
- / 227263 (stérile)
- / 227270 (stérile)
- / 227280 (stérile)
- / 227281 (stérile)
- / 227283 (stérile)
- / 227285 (stérile)
- / 227261-TRI (stérile)

### Description / spécifications

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation       | Tube PP, 50ml, bouchon vissant, fond conique, graduation et plage d'écriture, stérile<br>227261-TRI : tripe emballage                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensions        | Voir « Customer Drawing »                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Volume            | Volume de travail = 50ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matériaux         | <u>Tube</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds<br><u>Bouchon</u> : HDPE (Polyéthylène Haute Densité), absence de métaux lourds                                                                                                                                                                                              |
| Couleur           | <u>Tube</u> : 227261, -263, -261-TRI, -270, -281, -285 : <b>incolore</b> ; impression : graduation bleue, plage d'écriture blanche<br>227280, -283 : <b>ambré</b> ; impression : graduation bleue, plage d'écriture blanche<br><u>Bouchon</u> : 227261, -263, 261-TRI, -270, -280, -283 : <b>bleu</b><br>227281, -285 : <b>blanc</b> |
| Sterilisation     | 227261, -270, -280, -281, -283, -285 : SAL <sup>-3</sup><br>227263, -261-TRI : SAL <sup>-6</sup>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrôle qualité  | <u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques<br><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide                                                                                                                                                        |
| Utilisation       | Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.                                                                                                                                                       |
| Autre information | Usage unique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Exempt de substances cytotoxiques.

|                    |                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plages température | Utilisation : -80°C à +100°C                                                                                                                                  |
| Autoclavable       | Oui (tube sans le bouchon)                                                                                                                                    |
| Centrifugation,    | Toutes références : 3200 x g : rotor à godets oscillants                                                                                                      |
| RCF max            | 227261, -263, -261-TRI, -270 : 17000 x g : rotor à angle fixe<br>227281, -285 : 9500 x g : rotor à angle fixe<br>227280, -283 : 9000 x g : rotor à angle fixe |

Résistance chimique Voir notre page internet [https://www.gbo.com/en\\_INT/know-how-services/download-center.html](https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html)

Durée de conservation 5 ans

Conditionnement

|                         |                                                                        |                     |                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                         | 227261, -263, -280, -285                                               | 227270, -281, -283  | 227261-TRI                    |
| Pièces / sachet ou rack | 20 / sachet                                                            | 25 en rack / sachet | 5 / sachet (triple emballage) |
| Pièces / carton         | 500                                                                    | 300 (12 racks)      | 250                           |
| Numéro de lot           | E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif) |                     |                               |

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.