

TUBE LEUCOSEP, 50ML

- / 227289
- / 227288 (aseptique)
- / 227290 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Tube Leucosep, 50ml, PP, 30x115mm, Fd C, barrière poreuse, naturel 227288 : prérempli avec milieu de séparation pour PBMC isolation, aseptique 227289 : non rempli, non stérile 227290 : non rempli, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail : 50 ml Volume d'échantillon : 15-30 ml
Matériaux	Tube : PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Barrière poreuse : HDPE (Polyéthylène Haute densité), absence de métaux lourds Bouchon vissant : HDPE (Polyéthylène Haute densité), absence de métaux lourds
Couleur	Tube : Transparent ; impression graduation : bleu Barrière poreuse : blanc Bouchon vissant : bleu
Stérilisation	227290 : SAL 10⁻³ 227288, -289 : non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières produits</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide.
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la séparation des leucocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique, destiné à être utilisé par du personnel qualifié en laboratoire.
Autres informations	- Usage unique - A protéger de la lumière directe - Mode d'emploi : https://www.gbo.com/fileadmin/media/GB0-International/01_Downloads_BioScience/TECHNICAL_Instructions_for_Use/F071043_Leucosep_Manual_Rev02.pdf

Note : Cette fiche technique est valable à la date de diffusion. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Caractéristiques

Exempt de pyrogènes détectables. Contenus non-cytotoxiques.

Plages température +4°C à +25°C (température de stockage)
+18°C à +25°C (température de travail)

Autoclavable Non

Centrifugation, Voir le mode d'emploi

RCF max

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 227288 : en fonction de l'indication du milieu de séparation Leucosep- maximum 2 ans
227289 : n/a
227290 : 5 ans

Autre information Milieu de séparation Leucosep :
- contient < 0,12 EU/ml (1EU = 0,1 ng, Ec5) Endotoxines
- densité de 1,077 g/ml

Conditionnement

Pièces / sachet 227288 : 25
227289, -290 : 25

Pièces / carton 227288 : 250
227289, -290 : 300

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information Mode d'emploi par sachet

Caractéristiques

Pour recherche uniquement. Non pour diagnostic

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.