

FICHE TECHNIQUE


Page 143 Catalogue Général 2020

Tubes polystyrène fond rond

codes 300700 - 301700 - 300900 - 300705 - 300100

model	code	dimensions (mm)	volume (ml)	quantité par carton	poids du carton	volume du carton	cartons par palette
1	300700	13 x 75	5	4 x 1.000	13,04	0,082	20
2	301700	13 x 100	7	6 x 500	11,24	0,084	20
3	300900	16 x 95	10	5 x 500	12,10	0,096	16
4	300705	16 x 100	10	5 x 500	15,00	0,110	16
5	300100	16 x 150	17	850	8,45	0,069	-

Directive 98/79/CE. Dispositif médicaux de diagnostic "in vitro"



DESCRIPTION ET UTILISATION

Les tubes sont fabriqués d'une seule pièce, sans unions, offrant des parois plus équilibrées et plus d'uniformité.

Fabriqués dans des moules de nouvelle génération et d'haute technologie, garantissant les dimensions constantes de chaque produit.

Le tube 300900 (mod. 3) est gradué dans la masse intérieure à 2,5; 5 et 10 ml.

Résistance à la centrifugation : 7.500 xg.

Le code 300100 n'est pas apte à la centrifugation.

Les bouchons correspondant à ces tubes figurent à la page 147 du catalogue.

Dimensions (mm) ±0,09mm

mod.	code	Ø intérieur	Ø extérieur	longueur totale	volume maximal (ml)
1	300700	10,9	12,9	74,7	6,7
2	301700	11,0	12,9	99,6	8,3
3	300900	13,8	15,8	94,6	12,2
4	300705	13,8	16,0	99,8	13,2
5	300100	14,6	16,3	151,0	21,1

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Gemma Riba Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique du Développement, Qualité et Envi-	Mònica Torras Directeur des Ventes et du Marketing