

FICHE TECHNIQUE

Bouchons en polyéthylène pour tubes Ø 11,5 mm

codes 305302, 305306, 305307, 305308, 305311, 305312, 305312

code	pour les tubes	quantité par sachet	poids sachet (kg)	volume sachet (m ³)
3053	300500, 400500, 300800.2	2 x 2.000	1,60	0,009

UTILISATION - DESCRIPTION



Bouchon hermétique avec petite chambre interne.
Léger et ergonomique, il est rainuré pour un meilleur contact avec les gants.
Il possède deux rainures internes pour une meilleure prise en main du tube.

Ajoutez ces chiffres au code pour définir la couleur :

02 : naturel

06 : rouge


07 : vert

08 : mauve

11 : jaune

12 : rose

13 : orange



Diamètre intérieur : 10,0 mm (A)

Diamètre extérieur : 11,85 mm (B)

Longueur totale : 11,30 mm (C)



06



07



08



11



12



13

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Pascal Montoya Département du Brand & Communication	Anna Mir Directeur Technique, AR, Qualité et Environnement	Mónica Torras Commercial Integration Directeur