

BOUCHON RENTRANT PE

- / 301321
- / 302321
- / 303321
- / 307321
- / 310321
- / 310379
- / 317321
- / 318321

Description / spécifications

Désignation	Bouchon rentrant, PE 301321 : pour tube 103xxx 302321 : pour tube 106xxx, 109xxx 303321 : pour tube 112xxx, 115xxx 307321 : pour tube 130xxx, 136xxx 310321 : pour tube 160xxx, 169xxx 310379 : pour tube 160xxx 317321 : pour tube 175xxx 318321 : pour tube 184xxx, 187xxx
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Matériaux	HDPE (Polyéthylène de haute densité), absence métaux lourds
Couleur	310379 : Blanc 30x321, 31x321 : Translucide
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Usage	Produit de laboratoire général pour le recouvrement ou le capsulage à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -50°C à +80°C
Autoclavable	non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Note : Cette fiche technique est valable à la date de diffusion. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Conditionnement

Pièces / sachet	301321 : 1000
	302321, 303321 : 500
	307321, 310321 : 100
	310379 : 11000
	317321 : 10000
	318321 : 250
Pièces / carton	301321 : 30000
	302321 : 25000
	303321 : 20000
	307321 : 10000
	310321 : 8000
	310379 : 11000
	317321 : 10000
Numéro de lot	318321 : 8000
	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autres informations

164160 : Usage en recherche uniquement. Non pour le diagnostic.

Image

