



Fiche technique

Bleu de crésyle brillant en solution

310751

Code produit : 310750

Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- Densité :

Solution bleue foncée limpide
 $620 \text{ nm} \leq \lambda \leq 635 \text{ nm}$
0.99 - 1.10

Applications :

Hématologie : Utilisé pour la mise en évidence des réticulocytes sur frottis sanguins.
Le Bleu de crésyle brillant colore les filaments réticulaires en bleu profond.

Mise à jour du 15/04/2013