

Fiche technique

May-Grünwald en solution

Code produit : 320070

320071 / 320073 / 320074 / 320079

Synonyme :

Solution de Bleu de méthylène-éosine

Spécifications :

- **Aspect :** Solution bleu foncé limpide
- **Maxima d'absorption dans le méthanol :** 522 - 526 nm
651 - 653 nm
- **pH (50/50 dans l'eau déminéralisée)** 6.5 – 7.5

Applications :

Hématologie : Utilisé dans la coloration de May-Grünwald Giemsa pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Mise en garde :

Le transport, la conservation et l'utilisation de ce réactif doivent être effectués à une température comprise entre 15 et 25 °C.

Mise à jour du 11/02/2022