

Fiche technique

Colorant de Giemsa R en solution

Code produit : 320310

320311 / 320313 / 320314 / 320319

Spécifications :

- **Aspect :** Solution bleu foncé limpide
- **Maxima d'absorption dans le méthanol :** 523 - 526 nm
646 - 651 nm
- **pH (50/50 dans l'eau déminéralisée) :** 5.0 – 6.0

Applications :

Hématologie : Utilisé dans la coloration de May-Grünwald Giemsa pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Le Colorant de Giemsa R en solution est préparé de façon à permettre une action colorante en 10 minutes. Il est utilisé pour les frottis secs et les gouttes épaisses.

Parasitologie et mycologie : utilisé dans la coloration de Giemsa pour la mise en évidence de parasites sanguicoles, des protozoaires tissulaires et des structures pariétales des champignons.

Mise en garde :

Le transport, la conservation et l'utilisation de ce réactif doivent être effectués à une température comprise entre 15 et 25 °C.

Mise à jour du 11/02/2022