

Fiche technique



Violet de gentiane phéniqué

Code produit : **320960** 320961 / 320963 / 920964

Spécifications :

• Aspect :	Solution violet foncé limpide
• Maximum d'absorption dans l'eau :	$588 \text{ nm} \leq \lambda \leq 592 \text{ nm}$
• pH :	4.0 - 6.0
• Odeur :	Légèrement phénolique

Applications :

Bactériologie : Utilisé dans la coloration de Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Le Violet de gentiane phéniqué forme un complexe avec le Liquide de lugol qui colore les bactéries à Gram positif en violet.

Histo-cytologie : Utilisé dans la coloration de Gram Weigert pour la mise en évidence des kystes de *Pneumocystis carinii*, de la paroi des bactéries et des mycoses sur coupes histologiques.

Mise à jour du 18/08/2020