

Fiche technique

Pack Immersion 300 RAL

Code produit : 340300-0000 340300

Composition :

• **Huile à Immersion RAL :** code : 339200-0050 6 x 50 mL

Spécifications :

- **Aspect :** Limpide et incolore
- **Viscosité à 25°C :** 1000 mPa/s
- **Indice de réfraction à 25 °C :** 1.513 ± 0.005
- **Densité à 25°C :** 1.091 – 1.096

Applications :

Produit destiné à un usage exclusivement professionnel pour l'observation de préparations microscopiques.

Usage in vitro.

Mise à jour du 16/02/2022