

Fiche technique

Kit RAL 555

Code produit : 361550-0000 361550

Composition :

• FIX-RAL 555 :	code : 362870-0100	1 x 100 mL
• EOSINE-RAL 555 :	code : 361640-0100	1 x 100 mL
• BLEU-RAL 555 :	code : 361650-0100	1 x 100 mL

Applications :

Hématologie : Le Kit RAL 555, variante rapide de la coloration de May-Grünwald Giemsa, permet la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Cyto-bactériologie : Le Kit RAL 555 permet l'étude cytologique des urines, des liquides et du LCR.

Parasitologie et mycologie : Le Kit RAL 555 permet la mise en évidence de parasites et champignons sur frottis sanguins : protozoaires tissulaires (Leishmania, Toxoplasma, Microsporidies), Cryptosporidium, Pneumocystis carinii, champignons responsables de mycoses profondes, parasitologie vétérinaire (Piroplasmes, M. pachydermatis), Plasmodium, Trichomonas, Microfilaires.

Histo-cytologie : Le Kit RAL 555 permet l'étude cytologique des coupes de tissus fixés et inclus en paraffine, des ponctions (de sein et d'organes profonds), des liquides d'épanchements des séreuses (plèvre, péritoine, ...), et permet la mise en évidence d'Helicobacter pylori sur coupes histologiques.

Mise à jour du 09/02/2022