

Fiche technique

EOSINE-RAL 555

Code produit : 361640

361643 / 361644

Spécifications :

- **Aspect :** Solution rouge orangé limpide
- **Maximum d'absorption dans l'eau :** $516 \text{ nm} \leq \lambda \leq 518 \text{ nm}$
- **pH :** 6.9 - 7.1

Applications :

Hématologie : Utilisée dans le Kit RAL 555, variante rapide de la coloration de May-Grünwald Giemsa, pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Parasitologie et mycologie : Utilisée dans le Kit RAL 555, pour la mise en évidence de parasites et champignons sur frottis sanguins.

Histo-cytologie : Utilisée dans le Kit RAL 555 pour la coloration rapide polychromique des coupes histologiques, et pour la mise en évidence d'*Helicobacter pylori* sur coupes histologiques.

Mise à jour du 07/02/2022